

 ADOR-EDELMETALLE	PRODUKTHAUPTAKTE	Dokument-Nr.: ADOR AL 800 PF	Seite: 1 von 1
	LEGIERUNGSDATENBLATT	Revisionsstand: A/16.04.2020	

Legierung: **ADOR AL 800 PF**

CE0197

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot ●
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen ●
	Verbindungslot Gusslegierungen ●
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	70,50
(Massenanteile in %)	Pt	1,40
	Ir	0,10
	Ag	6,50
	Cu	13,00
	In	5,50
	Zn	3,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	780
	Schmelzintervall in °C	690 – 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

